


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139730N
<b>Désignation</b>	Boîte



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 81 tubes de Ø 12.5 mm
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec code alphanumérique
- ✓ Avec croisillons : 9 x 9
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 52 mm
- ✓ Coloris : vert fluo

### Unité de vente :

1 Boîte

---