

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139747
<b>Désignation</b>	Boîte



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 49 tubes de Ø 16.5 mm
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec croisillons : 7 x 7
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 52 mm
- ✓ Coloris : bleu fluo

### Unité de vente :

1 Boîte

---