

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 139759 |
| Désignation | Boîte |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 144 tubes de 0.2 ml
- ✓ Avec couvercle transparent coiffant
- ✓ Autoclavable
- ✓ Avec code alphanumérique
- ✓ Avec croisillons : 12 x 12
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 32 mm
- ✓ Coloris : orange fluo

Unité de vente :

1 Boîte
