

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139875
<b>Désignation</b>	Etagère pour microplaques



---

### Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 11 niveaux
- ✓ 3 plaques par tiroir
- ✓ Sans arrêt de sécurité
- ✓ Ouvertes sur les côtés
- ✓ Pour microplaques de dimensions : 86 x 128 x 18 mm
- ✓ Dimensions : 138 x 274 x 249 mm

### Unité de vente :

1 Etagère pour microplaques

---