


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	139886
<b>Désignation</b>	Etagère pour microplaques



---

### Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 13 niveaux
- ✓ 4 plaques par tiroir
- ✓ Sans arrêt de sécurité
- ✓ Ouvertes sur les côtés
- ✓ Pour microplaques de dimensions : 86 x 128 x 18 mm
- ✓ Dimensions : 138 x 360 x 294 mm

### Unité de vente :

1 Etagère pour microplaques

---