

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Référence | 139896 |
| Désignation | Etagère pour microplaques |



Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 14 niveaux
- ✓ 5 plaques par tiroir
- ✓ Sans arrêt de sécurité
- ✓ Ouvertes sur les côtés
- ✓ Pour microplaques de dimensions : 86 x 128 x 18 mm
- ✓ Dimensions : 138 x 446 x 317 mm

Unité de vente :

1 Etagère pour microplaques
