


## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Référence</b>   | 139920                    |
| <b>Désignation</b> | Etagère pour microplaques |



---

### Description :

- ✓ En acier inoxydable
- ✓ 27 niveaux
- ✓ Avec poignée
- ✓ Pliable
- ✓ Pour microplaques de dimensions : 86 x 128 x 18 mm
- ✓ Dimensions : 91 x 133 x 546 mm

### Unité de vente :

1 Etagère pour microplaques

---