

Désignation

- Bac à glace 1 litre vert

Référence

- 139944

Unité de vente : 1



---

Description

- Ce bac à glaçons rigide et durable est incassable en utilisation normale.
- Excellentes propriétés isolantes
- Convient pour une utilisation avec des liquides et des matériaux tels que :
  - Azote liquide
  - Glace carbonique
  - Solution eau-sel glacé
  - Acétone
- Pour la glace et la glace carbonique
- Utilisable de - 196 °C à + 93 °C
- Très bonne isolation
- Fond avec surélévation au centre
- Capacité : 1 Litre
- Taille (L x B x H) : 20 x 17,5 x 9,5 cm
- Sans couvercle
- En PVC moulé d'une seule pièce

