

Désignation

- Bac à glace 4 litres bleu

Référence

- 139948

Unité de vente : 1



Description

- Ce bac à glaçons rigide et durable est incassable en utilisation normale.
- Excellentes propriétés isolantes
- Convient pour une utilisation avec des liquides et des matériaux tels que :
 - Azote liquide
 - Glace carbonique
 - Solution eau-sel glacé
 - Acétone
- Pour la glace et la glace carbonique
- Utilisable de - 196 °C à + 93 °C
- Très bonne isolation
- Fond avec surélévation au centre
- Capacité : 4 Litres
- Taille (L x B x H) : 34,5 x 24 x 13 cm
- Sans couvercle
- En PVC moulé d'une seule pièce

