

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	140211
<b>Désignation</b>	Sachets



---

### Description :

- ✓ En PE
- ✓ Transparent
- ✓ Epaisseur de 50 µm
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ Un système à glissière permet une fermeture sûre et rapide de sachets
- ✓ Poche simple
- ✓ Sans plage de marquage
- ✓ Dimensions : 100 x 150 mm

### Unité de vente :

1000 Sachets

---