

FICHE TECHNIQUE

Référence	140217
Désignation	Sachets



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Fermeture zip
- ✓ Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ Poche simple
- ✓ Sans plage de marquage
- ✓ Couleur : transparent
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Dimensions : 200 x 300 mm

Unité de vente :

1000 Sachets
