

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	140220
<b>Désignation</b>	Sachet à Zip



### Description :

Pour le prélèvement et le transport des échantillons

- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Double poche permettant de joindre des documents sans contact avec les échantillons transportés
- ✓ Dimensions : 125 x 170 mm

### Unité de vente :

1000 Sachets

---