

FICHE TECHNIQUE

Référence	140222
Désignation	Sachet zip double poche 160 x 220 mm



Description :

- ✓ Sachet en polyéthylène transparent
- ✓ A fermeture zip sûre et rapide
- ✓ A poche double permettant de joindre les documents sans que ceux-ci soient en contact avec les échantillons transportés
- ✓ Sans plage d'écriture
- ✓ Epaisseur 50 µm
- ✓ Dimensions 160 x 220 mm

Unité de vente :

1000 Sachets zip double poche 160 x 220 mm
