

FICHE TECHNIQUE

Référence	140224
Désignation	Sachets à zip 160 x 220 mm



Description :

- ✓ Sachets simples
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Sans plage de marquage
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 160 x 220 mm

Unité de vente :

1000 Sachets à zip 160 x 220 mm
