

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	140237
<b>Désignation</b>	GRANULES HAZ TAB TUBE DE 500grs



### Description :

- ✓ Les granules Haz-Tab combinent l'action désinfectante du troclosène sodique (NaDCC) avec un absorbant pour offrir une protection maximale à l'opérateur confronté à un déversement de sang ou de liquide corporel taché de sang. Cette combinaison offre la méthode la plus efficace pour contenir, désinfecter et éliminer facilement et en toute sécurité un déversement contenant du sang.
- ✓ Lorsqu'il est utilisé avec les pelles et grattoirs Guest Medical Hazard, le déversement absorbé peut être rapidement collecté tout en gardant les mains des opérateurs à l'écart du verre brisé et des objets tranchants.
- ✓ Les granulés Haz-Tab ont été prouvés par des tests indépendants de la norme EN, effectués par un laboratoire accrédité par l'UKAS, pour avoir une activité biocide à large spectre.
- ✓ Les granulés Haz-Tab sont efficaces contre les champignons, les virus, les mycobactéries, les bactéries, les spores (y compris C.difficile) et certifiés BS EN 1276, BS EN 13727, BS EN 14476, BS EN 13624, BS EN 13704, BS EN 17126, BS EN 13697, BS EN 14348, BS EN 16615.
- ✓ Conditionnement : Flacon de 500 granules

### Unité de vente :

500 Granules