

FICHE TECHNIQUE

Référence	140254D
Désignation	Ruban adhésif Time Tape



Description :

- ✓ Spécialement conçus pour l'usage en laboratoire
- ✓ Utilisable au congélateur (-50°C), adhère parfaitement à 0°C
- ✓ Utilisable dans les fours et étuves
- ✓ Amovible : se colle et se décolle sans laisser de trace
- ✓ Marquage au crayon, à l'encre et au feutre
- ✓ Coloris : rose

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable (+130°C)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Conditionnement : en rouleau
- ✓ Longueur du ruban : 55 m
- ✓ Largeur du ruban : 13 mm
- ✓ Diamètre interne du tube carton sur lequel se trouve le ruban : 76 mm

Unité de vente :

1 rouleau de Ruban adhésif Time Tape