

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Référence | 140261 |
| Désignation | Rubans adhésifs Time Tape |



Description :

- ✓ Autoclavable (+130 °C)
- ✓ Utilisable au congélateur (-50 °C)
- ✓ Adhère parfaitement à 0 °C
- ✓ Utilisable dans les fours et les étuves
- ✓ Se colle et se décolle sans laisser de trace
- ✓ Marquage au crayon, à l'encre, au feutre
- ✓ Longueur d'un ruban : 12 m
- ✓ Largeur : 19 mm
- ✓ Coloris : 4 blancs, 2 jaunes, 2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 2 rouges et 2 roses

Unité de vente :

16 Rouleaux
