

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	140262
<b>Désignation</b>	Rubans adhésifs



### Description :

- ✓ Jeu de 12 rouleaux de ruban adhésif de couleur Time Tape
- ✓ Coloris assortis : 2 blancs, 2 jaunes, 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 1 rose et 1 orange
- ✓ Autoclavable (+130°C) et utilisables au congélateur (-50°C)
- ✓ Utilisable dans les fours et les étuves
- ✓ Se collent et se décollent sans laisser de trace
- ✓ Marquage au crayon, à l'encre ou au feutre

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur des rubans : 12 m
- ✓ Largeur des rubans : 25 mm

### Unité de vente :

1 Jeu de 12 rouleaux de ruban adhésif