

## Désignation

- Sachet en polyéthylène 150 x 200 mm sans plage d'écriture

## Référence

- 140304

Unité de vente : 1000



---

## Description

- Sachets en polyéthylène transparent d'une épaisseur de 50  $\mu\text{m}$  pour le prélèvement et le transport d'échantillons. Un système à glissière permet une fermeture sûre et rapide de sachets. Disponibles avec une poche simple ou une poche double permettant de joindre des documents sans que ceux-ci soient en contact avec les échantillons transportés. D'autres dimensions sont disponibles, veuillez nous consulter.
- Matériau Polyéthylène
- Dimensions 150 x 200 mm

