

SOFIBO




FICHE PRODUIT

SAFE050230320S B

Date : 17/03/2009

SAC POLYFERM NEUTRE 230*320 + TROU DE SUSPENSION

REF SOFIBO : SAFE050230320S



Tolérances 250mm +/- 5mm 350mm +/-10mm

sacs de 100 carton de 1000 420*190*270mm

Spécifications techniques --> voir fiche SAFESPT1

Logo 04 imprimé en continu au dessus de la fermeture (couleur blanche)

VISA:

Date:

VISA:

Date: