

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	140306
<b>Désignation</b>	Sachet fermeture Zip



### Description :

- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Sans plage d'écriture
- ✓ Fermeture à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ Epaisseur de 50 µm
- ✓ Dimensions : 230 x 320 mm

### Unité de vente :

1000 sachets

---