

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 140307   |
| <b>Désignation</b> | SACHET A ZIP SANS PLAGÉ<br>D'ECRITURE 350x450 mm x<br>1000 |

---

### Description :

- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Epaisseur : 50µm
- ✓ Fermeture à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Dimensions : 350 x 450mm

---

### Unité de vente :

1000 sachets