

FICHE TECHNIQUE

Référence	140310
Désignation	Sachets à zip 80 x 120 mm



Description :

- ✓ Sachets simples
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Avec plage de marquage
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 80 x 120 mm

Unité de vente :

1000 Sachets à zip 80 x 120 mm
