

FICHE TECHNIQUE

Référence	140317
Désignation	Sachets à zip 120 x 170 mm



Description :

- ✓ Sachets simples
- ✓ Pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- ✓ En polyéthylène transparent
- ✓ Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- ✓ Avec plage de marquage
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 120 x 170 mm

Unité de vente :

1000 Sachets à zip 120 x 170 mm
