

Carton 50 l bas sache double fermeture

Conditionner les déchets médicaux solides et mous

OND-ANDAP50N

 Ondulys

Caractéristiques

- Caisse en carton ondulé double face.
- Epaisseur moyenne : 2,7mm.
- Couleur : blanc et jaune dominant.
- Haute résistance à l'humidité.
- Fond automatique.
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt.
- Instructions de montage sur le carton.
- Sache interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie.
- Collage périphérique interne de la sache, au niveau de la limite de remplissage.
- Fermeture provisoire et définitive.
- Double fermeture de la sache :
 - ◊ œillet sur le couvercle permettant d'insérer le chignon de la sache
 - ◊ lien de fermeture solidaire du carton.
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation.
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006.
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés.
- Origine du produit : France.

Informations techniques

- Matériaux : Kraft vierge et sachet jaune PEBD 60 microns
- Capacité utile : 47L
- Masse brute maximale : 12,5 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl): 435 x 401 x 296 mm
- Poids : 0,61 kg

Utilisation de la sachet double fermeture



1 - Former un chignon avec la sachet .


2 –Faire passer le chignon à travers l’œillet.

3 – Tirer le lien et réaliser un nœud autour du chignon pour le fermer.

Conditionnement

- Sous-conditionnement : paquet de 10 unités à plat
- Dimensions paquet (HxLxl) : 60 x 690 x 680 mm
- Poids du paquet : 6,1 kg
- Quantité par palette : 40 paquets de 10 unités
- Dimensions de la palette : 180 x 140 x 80 cm
- Poids de la palette : 260 kg

Conformité

	<p>La norme NF X30-507 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance des poignées, tests de chute et étanchéité.</p>
<p>Arrêtés DASRI</p>	<p>Arrêtés des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.</p>
<p>CONFORMITE U n ADR</p>	<p>En conformité avec A.D.R. et UN 3291 : Norme internationale sur le transport des Marchandises Dangereuses par la Route</p>
<p>ISO 9001 : 2000</p>	<p>ISO 9001 : 2000 : norme qualité</p>