



Plateaux pour SharpSafe® 1- 2-3 Litres

Conditionner les déchets médicaux perforants

SHA-43000000/SHA-43010000

SharpSafe®

Plateau double bacs



Plateau triple bacs



Caractéristiques SHA-4300000 – plateau double bacs

- Composé de deux compartiments, l'un pour déposer les objets destinés aux soins, l'autre servant de base aux collecteurs SharpSafe 1-2-3L destinés à recevoir les objets souillés dès la fin de l'acte de soin.
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne.

Caractéristiques SHA-4301000 – plateau triple bacs

- Composé de trois compartiments, le plus grand servant de base aux collecteurs SharpSafe 2 ou 3L destinés à recevoir les objets souillés dès la fin de l'acte de soin ou l'un des plus petits servant de base au collecteur SharpSafe 1L. Les deux autres compartiments vides servent pour déposer les objets destinés aux soins.
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne.

Informations techniques

Matériau : polypropylène

Reference	designation	cond.	Dimension	poids
SHA-43000000	Plateau double bacs	carton de 10	45x280x260 mm	0.20 kg
SHA-43010000	Plateau triple bacs	carton de 10	45x355x290 mm	0.36 kg