



# Carton 12 l sacche double fermeture

Conditionner les déchets médicaux solides et mous

OND-ANDEC12N



## Caractéristiques

- Caisse en carton ondulé double face.
- Epaisseur moyenne : 2,7mm.
- Couleur : blanc et jaune dominant.
- Haute résistance à l'humidité.
- Fond automatique.
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt.
- Instructions de montage sur le carton.
- Sacche interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie.
- Collage périphérique interne de la sacche, au niveau de la limite de remplissage.
- Fermeture provisoire et définitive.
- Double fermeture de la sacche :
  - ◊ œillet sur le couvercle permettant d'insérer le chignon de la sacche
  - ◊ lien de fermeture solidaire du carton.
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation.
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006.
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés.
- Origine du produit : France.



## Informations techniques

- Matériaux : Kraft vierge et sachet jaune PEBD 60 microns
- Capacité utile : 12 L
- Masse brute maximale : 4 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl): 385 x 200 x 200 mm
- Poids : 0,225 kg

## Utilisation de la sachet double fermeture



1 - Former un chignon avec la sachet .

2 –Faire passer le chignon à travers l'œillet.

3 – Tirer le lien et réaliser un nœud autour du chignon pour le fermer.

## Conditionnement

- Sous-conditionnement : paquet de 10 unités à plat
- Dimensions paquet (HxLxl) : 80 x 540 x 400 mm
- Poids du paquet : 2,30 kg
- Quantité par palette : 80 paquets de 10 unités
- Dimensions de la palette : 180 x 120 x 80 cm
- Poids de la palette : 200 kg

## Conformité

	La norme NF X30-507 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance des poignées, tests de chute et étanchéité.
<b>Arrêtés DASRI</b>	Arrêtés des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.
<b>CONFORMITÉ UN ADR</b>	En conformité avec A.D.R. et UN 3291 : Norme internationale sur le transport des Marchandises Dangereuses par la Route
<b>ISO 9001 : 2000</b>	ISO 9001 : 2000 : norme qualité