

FICHE TECHNIQUE

Référence	140433
Désignation	Portoir



Description :

- ✓ Portoir multi-diamètre pour tubes
- ✓ En polypropylène autoclavable
- ✓ Attachable, empilable
- ✓ 25 places (5x5), avec index numérique
- ✓ Résistant aux températures variant entre - 80° et + 121°C
- ✓ Dimensions : 122 x 116 x 52 mm
- ✓ Pour tous tubes de diamètre 8 mm jusqu'à 17 mm

Unité de vente :

1 Portoir
