

FICHE TECHNIQUE

Référence	140465
Désignation	Cellule de comptage 3 champs - MacMaster



Description :

- ✓ Pour le comptage d'œufs de vers
- ✓ Adapté aux milieux liquides

- ✓ Dimensions approximatives : 127 x 26 mm
- ✓ Profondeur approximative : 1,5 mm
- ✓ Lamelle couvrante avec 3 grilles de comptage de dimensions 10 x 10 mm
- ✓ Avec une paire de clamps pour la fixation de la lamelle
- ✓ Bords polis et coins arrondis

Unité de vente :

1
