

Désignation

- Lamelle Sedgewick Rafter 60x30x1mm

Référence

- 140472



Unité de vente : 1

-
- Les chambres de numération Sedgewick Rafter sont conçues pour le comptage des particules et des micro-organismes dans l'eau ou d'autres liquides transparents.
 - La cellule de 50 x 20 x 1 mm (= 1 cm³) est quadrillée de 1 mm, subdivisant 1 ml en 1 000 µl.
 - Fourni avec une lamelle couvre-objet d'environ 60 x 30 x 1 mm.
 - Verre de protection de rechange environ 60 x 30 x 1 mm

