


FICHE TECHNIQUE

Référence	Voir tableau
Désignation	Cellules de Numération



Description :

- ✓ Cellule de grande précision en verre à stries gravées
- ✓ En verre optique spécial
- ✓ Quadrillage à double grille, gravé ou métallisé pour un meilleur contraste
- ✓ Fabrication standard, finition et précision de haute qualité
- ✓ Norme DIN 12 847
- ✓ Marquage CE

Référence	Type de cellule	Quadrillage	Profondeur (mm)	Grille (mm)	Pour numération
140501	Malassez	Double	0,2	5	Hématies-Leucocytes
140533	Malassez	Double métallisé	0,2	5	Globulaire
140503	Thoma	Double	0,1	1	Hématies-Leucocytes
140535	Thoma	Double métallisé	0,1	1	Globulaire
140506	Nageotte	Double	0,5	10	Rachidienne
140532	Nageotte	Double métallisé	0,5	10	Rachidienne
140515	Neubauer	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes
140528	Neubauer	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes
140514	Neubauer amélioré	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes
140469	Neubauer amélioré	Double	0,02	3	Erythrocyte-Leucocytes
140527	Neubauer amélioré	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes
140529	Bürker	Double métallisé	0,1	9	Hématies-Leucocytes

Unité de vente :

1