

FICHE TECHNIQUE

Référence	140634
Désignation	Mortier porcelaine



Description :

- ✓ Mortier en porcelaine - intérieur rugueux
- ✓ Densité 2,4 g/cm³
- ✓ Conductivité thermique 1,3 W/mK
- ✓ Résistance 70 MPa
- ✓ Température max. 1000°C
- ✓ Volume 110 ml
- ✓ Dimensions (Ø externe x Ø interne x h interne) 100 x 83 x 50 mm
- ✓ Pilon non inclus

Unité de vente :

1 Mortier porcelaine