


Désignation

- HISTOBOND + blanc boîte de 100

Référence

- 140681

Unité de vente : 100



Description

- Les lames HistoBond®+ conviennent à l'immunohistochimie et à l'hybridation in situ. Les deux surfaces de ces lames lient les coupes de tissus de manière adhésive grâce à leur charge positive. Aucun adhésif supplémentaire n'est nécessaire.
- Surface imprimée d'environ 20 mm sur laquelle peuvent être imprimées la plupart des types d'imprimantes et peuvent être écrites avec des marqueurs permanents.
- Les marquages sombres contrastent particulièrement bien avec les couleurs claires des zones d'étiquetage et facilitent ainsi l'identification des préparations. La fine couche de la zone de marquage empêche les lames de coller entre elles et permet de les utiliser sur des systèmes automatisés.
- En verre sodocalcique de troisième classe hydrolytique
- Conforme à la norme DIN ISO 8037-1
- Dimensions : env. 76 x 26 mm
- Épaisseur : environ 1 mm (tol. $\pm 0,05$ mm)
- Pré-nettoyé et prêt à l'emploi
- Autoclavable
- Conditionnement : 100 pièces dans une boîte en plastique
- Pour les applications selon le règlement UE 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR), avec marquage CE, date limite de consommation recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et une traçabilité.
- Coloris : blanc

