

## BagClip®

Barrette de fermeture

Réf. 231 010 (80/100 mL) - Réf. 231 040 (400 mL) - Réf. 231 350 (3500 mL)



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagClip® permet la fermeture temporaire en 3 points de tout type de sac.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Étanchéité aux gaz et aux liquides
- Pas de contact avec l'échantillon
- Peut être nettoyé avec tout type de désinfectant
- Disponible pour sacs 80/100/400/3500 mL
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### BagClip® 80/100

Réf. : 231 010

- Longueur (clip blanc) : 130 mm
- Longueur (tube vert) : 160 mm
- Emballage (l x p x h) : 21,5 x 15 x 5,5 cm, poids : 550 g
- Quantité par pack : 50

### BagClip® 400

Réf. : 231 040

- Longueur (clip blanc) : 195 mm
- Longueur (tube vert) : 225 mm
- Emballage (l x p x h) : 25,5 x 18,5 x 6 cm, poids : 750 g
- Quantité par pack : 50

### BagClip® 3500

Réf. : 231 350

- Longueur (clip blanc) : 395 mm
- Longueur (tube vert) : 450 mm
- Emballage (l x p x h) : 51 x 10 x 12 cm, poids : 1,6 kg
- Quantité par pack : 50

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mettre dans un autoclave
- Ne pas mettre dans un lave-vaisselle