

FICHE TECHNIQUE

Référence	140886
Désignation	Filtre plissé diam 330mm



Description :

- ✓ Industrie pharmaceutique et agro-alimentaire, santé, recherche et éducation
- ✓ Grammage (g/m²): 77
- ✓ Épaisseur (mm): 0.16/0.18
- ✓ pH : 7
- ✓ Humidité (%): 6.8 ± 0.2
- ✓ Résistance état sec (Kg)
Longitudinale 3.5/4.0 > 3.5
Travers 1.3/1.4 > 2.2
- ✓ Résistance état humide (Kg)
Longitudinal > 0.8
Travers > 0.5
Porosité (um): 8-11
- ✓ Diamètre 190 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre