

Désignation

- Anse d'inoculation sans manche calibrée
10 μ l diamètre 4mm

Référence

- 141172

Unité de vente : 5



-
- Anses d'inoculation Cole-Parmer Nichrome sans poignée, étalonnées
 - Anses d'inoculation réutilisables utilisées pour sélectionner, inoculer ou transférer des échantillons microbiologiques
 - Glisse en douceur sur la surface de la gélose sans l'endommager
 - Le fil en nichrome refroidit rapidement après la stérilisation
 - Moins cher que les anses en platine
 - À utiliser avec votre manche préféré
 - Non stérile
 - Diamètre intérieur de la boucle 4 mm
 - Calibre des fils B et S26
 - Volume contenu : 10 μ L