

FICHE TECHNIQUE

Référence	141203
Désignation	Bonbonnes

Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Autoclavable : idéal pour miliex de culture, eau distillée u liquides stériles
- ✓ Double graduation (anglaise et métrique) sur l'avant de la bonbonnes
- ✓ Capuchons à sillons profonds pour 1 fermeture serrée et sûre
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Poignée de transport

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 20 litres

Unité de vente :

1 Bonbonne
