

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	141232
<b>Désignation</b>	Unité de filtration ester de cellulose 250 ml 0,22 µm stérile



### Description :

- ✓ Unités de filtration idéales pour la séparation et la purification des échantillons.
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Matériau : Cellulose
- ✓ Porosité : 0,22 µm
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes

### Unité de vente :

12 Unités de filtration