

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141235
<b>Désignation</b>	Unités de filtration stériles



### Description :

- ✓ Unité de filtration stérile
- ✓ 250 ml
- ✓ Membrane PVDF
- ✓ Porosité 0,22 µm
- ✓ Gaduées
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge

### Unité de vente :

12 unités

---