

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141236
<b>Désignation</b>	Unités de filtration



### Description :

- ✓ Idéales pour la séparation et la purification des échantillons
- ✓ Graduées
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Membrane en ester de cellulose mixte
- ✓ Porosité : 0,45 µm
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

12 Unités de filtration

---