

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 141239   |
| <b>Désignation</b> | Unité de filtration<br>PVDF 250 ml<br>0,45um stérile |



### Description :

- ✓ Unités de filtration de volume 250 ml, idéales pour la séparation et la purification des échantillons.
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Matériau : membrane PVDF
- ✓ Porosité : 0,45 µm
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes

### Unité de vente :

12 Unités de filtration