

FICHE TECHNIQUE

Référence	141243
Désignation	Unité de filtration PVDF 500 ml 0,22 µm stérile



Description :

- ✓ Unités de filtration de volume idéales pour la séparation et la purification des échantillons.
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Volume 500 ml
- ✓ Matériau : PVDF
- ✓ Porosité : 0,22 µm
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes

Unité de vente :

12 Unités de filtration