

FICHE TECHNIQUE

Référence	141246
Désignation	Unité de filtration PES 500 ml 0,45um stérile



Description :

- ✓ Unités de filtration idéales pour la séparation et la purification des échantillons.
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Volume 500 ml
- ✓ Matériau : membrane PES
- ✓ Porosité : 0,45 µm
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes

Unité de vente :

12 Unités de filtration