

FICHE TECHNIQUE

Référence	141247
Désignation	Unités de filtration stériles



Description :

- ✓ Unité de filtration stérile
- ✓ 500 ml
- ✓ Membrane PVDF
- ✓ Porosité 0,45 µm
- ✓ Gaduées
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge

Unité de vente :

12 unités
