

FICHE TECHNIQUE

Référence	141270B
Désignation	Agitateur rotatif



Description:

- ✓ Agitateur rotatif 18 rpm
- ✓ Révolution de 360°, angle ajustable de 0 90 °
- ✓ Pour tubes de 0.5 à 50 ml
- ✓ Portoirs de tubes interchangeables
- ✓ Changement de la direction de rotation d'un simple geste
- ✓ Poids : 1891 g
- ✓ Dimensions : 33 x 32 x 24 cm
- √ Livré avec 2 portoirs de chaque taille

Unité de vente :

1 Agitateur