

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	141304
<b>Désignation</b>	Unité de filtration PES 1000ML 0,22um stérile



### Description :

- ✓ Unités de filtration, idéales pour la séparation et la purification des échantillons.
- ✓ Graduées
- ✓ Emballage unitaire pelable
- ✓ Entonnoir en polystyrène
- ✓ Flacon et support de filtre en polypropylène vierge
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Matériau : membrane PES
- ✓ Porosité : 0,22 µm
- ✓ Stérilisées par irradiation, certifiées non pyrogènes

### Unité de vente :

12 Unités de filtration