

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	141368
<b>Désignation</b>	Boîte de congélation



---

### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour tubes PCR 0,2 ml
- ✓ Capacité : 196 tubes PCR 0,2 ml ou 20 barrettes de 8 tubes ou 16 barrettes de 12 tubes
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ 2 unités empilables dans un emplacement
- ✓ Livrée avec diviseurs
- ✓ Dimensions : 133,3 x 133x3 x 25,4 mm

### Unité de vente :

1 Boîte de congélation

---