


FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :



Tamis Cellulaires – Cell Strainers ClearLine®

Caractéristiques :

- ✓ Membrane de filtration uniforme en nylon
- ✓ S'adaptent sur des tubes à centrifuger 50 ml toutes marques
- ✓ Emballés individuellement
- ✓ Stériles SAL 10⁻⁶
- ✓ Certifiés RNase, DNase-free et pyrogen-free

Référence	Coloris	Porosité (µm)	Unités /sachet	Unités /carton
141378C	Bleu	40	1	50
141379C	Blanc	70	1	50
141380C	Jaune	100	1	50