

## FICHE TECHNIQUE

---

Référence	141390
Désignation	<b>Portoir thermoconducteur Polarsafe - compatibilité cryotubes - 15 puits</b>



---

### Description :

- ✓ Refroidissez ou chauffez vos échantillons rapidement - les blocs s'ajustent à la température souhaitée en quelques minutes
- ✓ Les puits profilés maintiennent parfaitement les tubes et les flacons pour une excellente convection de température
- ✓ Ces blocs en aluminium anodisé peuvent conserver des échantillons à ou près de 1°C jusqu'à 8 heures dans de la glace correctement tassée, ou pendant 3 à 7 heures dans de la neige carbonique.

### Caractéristiques techniques :

- ✓ En aluminium à haute conductivité thermique
- ✓ Sans contact direct avec la glace : absence de contamination
- ✓ A placer dans un bac à glace, sur glace carbonique ou azote liquide
- ✓ Nombre puits : 15

### Unité de vente :

1 Portoir

---