


## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Référence</b>   | 141499     |
| <b>Désignation</b> | Séparateur |



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 196 tubes de Ø 8.3 mm
- ✓ Séparateur : 14 x 14
- ✓ Pour boîte de dimensions : 130 x 130 mm ou 133 x 133 mm
- ✓ Hauteur : 80 mm

### Unité de vente :

1 Séparateur

---